

Tête de Semis DECOP-T

Semoir à plateaux pour essais

**Passez votre journée à semer de petites quantités de semences,
de 10 en 10 ou de 100 en 100 ?**




Voici une solution :

Avec la tête de semis DECOP, vous pouvez semer de petites quantités de semences dans n'importe quel plateau. Vous pouvez semer ligne par ligne, en groupes de plusieurs lignes ou en demi-planches, selon vos besoins.

Découvrez comment améliorer votre travail
en semant avec CONIC DECOP

- **Gagnez du temps**
- **Semer en toute sécurité**
- **Combiner différentes configurations**
- **Tous types de semences**



CONTROL VISIO
by CONIC SYSTEM



VUE ARTIFICIELLE

Associez-la à notre système de vision artificielle pour plus de contrôle, plus de sécurité et une traçabilité complète.

Un équipement indispensable pour tous

Semis
Universités
Centres de recherche

**Ne perdez plus de temps, contactez-nous pour nous expliquer vos besoins,
nous trouverons la solution pour simplifier votre travail!**

Tête de Semis DECOP-T

Semoir à plateaux pour essais

Personnalisez vos semis :




Nous configurons les réservoirs de semences selon vos exigences.

Réservoir 1: UNE LIGNE

Réservoir 2: TROIS LIGNES

Réservoir 3: CINQ LIGNES

Placez la semence dans le réservoir, sélectionnez à l'écran le réservoir à utiliser et le nombre de lignes à laisser vides entre chaque semis.



Vous pouvez combiner des plaques et des peignes pour semer tout type de semence. Avec la tête de plaque DECOP, il est possible de semer avec très peu de semences. Récupérez facilement l'excédent de graines avec l'aspirateur.

Si vous souhaitez effectuer un essai, contactez-nous, nous avons sûrement une tête à proximité pour vous montrer son fonctionnement.